

WILLI GELLER  
*Creation*  
SIMPLY BRILLIANT

# Creopal Denti artificiali



# Esclusiva linea di denti in composito: un variegato gioco di forme e colori

Molto estetici, economici, naturali e funzionali: Creopal è un sistema di denti in composito caratterizzato da un'elevata resistenza, frutto della collaborazione interculturale tra odontotecnici europei e asiatici. La gnatologia e la tessitura superficiale dei denti anteriori sono state concepite da Willi Geller nell'ambito di un progetto pluriennale, mentre i denti posteriori sono stati sviluppati, tra gli altri, da Yasuhiro Odanaka.

Le dieci forme dei denti anteriori e le cinque forme dei denti laterali per mascellare superiore e mandibola, perfettamente coordinate, colpiscono innanzitutto per la loro morfologia naturale e per la tessitura superficiale, oltre che per l'eccezionale lucentezza. Grazie a una distribuzione equilibrata del riempitivo, i denti artificiali altamente compressi vantano un'elevata resistenza all'abrasione e alla flessione.

#### **Minimo spessore – massimo risultato**

Dell'esclusiva linea di denti artificiali fanno parte anche le faccette in composito multifunzionali per denti anteriori e posteriori. Nonostante lo spessore estremamente sottile, queste

«shell Creopal» permettono di ottenere lo stesso effetto cromatico e lo stesso valore di luminosità dei denti totalmente anatomici, per un risultato da maestro!

#### **Adattabili singolarmente e utilizzabili per diverse indicazioni:**

per un adattamento cromatico ottimale ai materiali sintetici e alla ceramica, il sistema Creopal è disponibile in 16 colori Vita® e due tonalità Bleach. Le shell Creopal sono disponibili in una gamma cromatica ridotta. I denti artificiali, realizzati mediante un processo a quattro strati, e le faccette Creopal (a due strati) sono ideali non solo come protesi parziali, combinate, implantari e totali, ma anche come strumenti di set-up o mock-up per le prove estetiche e per la pianificazione a ritroso (backward planning). Le forme lievemente rettangolari dei denti possono essere facilmente personalizzate e combinate, senza influire negativamente sull'estetica.

#### **Denti e faccette Creopal: economici ed estetici fin nel minimo dettaglio!**

**WILLI GELLER**  
*Creopal* – Per facilitarvi il lavoro e rendere più felici i vostri pazienti ...



... un team di esperti di Asia ed Europa ha creato la combinazione perfetta di denti artificiali e faccette/veneer identiche corrispondenti, grazie all'utilizzo di materiali high-tech all'avanguardia: acrilico e composito.

La sua unicità a livello internazionale rende questo prodotto »THE ONE«.










*Enjoy »THE ONE«*

WILLI GELLER  
*Creopal* SHELL | FULLCONTOUR



I VANTAGGI DI CREOPAL E CREOPAL SHELL:

- Denti artificiali e veneer in composito, naturali e indipendenti dal sistema
- Forme con una più elevata opalescenza e fluorescenza, per un migliore dinamismo luminoso
- Forme di base rettangolari facilmente personalizzabili senza perdita cromatica
- Spazi interdentali chiusi per una disposizione e una configurazione delle papille naturali
- Forma, colore e luminosità identici per denti realizzati in multistrati e faccette
- Per applicazioni universali per protesi parziali, combinate, implantari e totali



Tipo AU


Denti anteriori superiori

Tipo AL


Denti anteriori inferiori

• Creopal – shell

• Creopal – full contour



a 28,0  
b 29,0  
c 9,9  
d 9,3




### Punto di contatto nel rapporto oclusale


Intercuspidazione piana

Calotta: 140


Grazie alla forma anatomica e all'inclinazione dei tubercoli, questa linea è indicata sia per le tecniche combinate che per le protesi totali.




a 30,0  
b 31,1  
c 10,6  
d 10,0  
a 30,0  
b 31,1  
c 10,6  
d 10,0



a 32,0  
b 33,2  
c 11,3  
d 10,7  
a 32,0  
b 33,2  
c 11,3  
d 10,7




a 34,0  
b 35,3  
c 12,1  
d 11,3  
a 34,0  
b 35,3  
c 12,1  
d 11,3



a 36,5  
b 39,4  
c 12,2  
d 12,1

## CREOPAL: SHELL E FULL CONTOUR

shell anterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	X
shell posterior	X	X	X	X	-		X	X	X	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-
full anterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
full posterior	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	-	-



### Vantaggi di Creopal e Creopal Shell:

- La tecnica a quadruplo strato consente la creazione di un dente protesico identico a quello naturale
- La tecnica dello strato intermedio con un aumento di opacità garantisce l'aspetto naturale delle faccette di composito.
- Profondità cromatica dinamica grazie ai nuclei di dentina con strutture di mammelloni e alla massa incisale opalescente altamente cromatici.
- Aumento della massa incisale per una caratterizzazione o modifica dimensionale senza perdita cromatica
- Gli spazi interdentali consentono applicazioni personalizzate e agevolano la caratterizzazione gengivale naturale
- Eccellente fotoconducibilità grazie all'opalescenza, alla fluorescenza e alla traslucenza naturali
- La speciale morfologia della superficie consente una rifrazione naturale della luce
- Elevato grado estetico con forme espressive; gamma ridotta di forme ampliabile in modo personalizzato (meno giacenze di magazzino!)
- Elevata resistenza dell'adesione sul materiale protesico di base
- Nessun deposito di placca grazie alla superficie omogenea
- Nessuna usura degli antagonisti naturali

### Principi di montaggio:

- Adatti per tutti i comuni concetti di montaggio secondo le regole della guida meccanica dente/articolare
- Impostazione con rapporto di dente a dente o di dente a due denti
- Occlusione equilibrata

### Applicazioni per Creopal e Creopal Shell:

#### Pianificazione e provvisori

- Set-up per la pianificazione a ritroso (backward planning) nel caso di restauri complessi
- Mock-up per restauri provvisori di breve durata
- Restauri provvisori di lunga durata (corone singole e ponti)
- Corone a giacca

#### Tecnica combinata

- Lavori telescopici
- Restauri a barra
- Impianti
- Protesi parziali

#### Protesi totali

WILLI GELLER  
*Creation*  
SIMPLY BRILLIANT

Distributore  
Creation Willi Geller International GmbH  
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria  
Tel. +43 (0)5522 76784, Fax +43 (0)5522 76784-59  
info@creation-willigeller.com, www.creation-willigeller.com

Fabbricante  
KLEMA Zahnproduktion GmbH  
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria  0483

CONTATTO



**Cendres+Métaux Italia S.r.l.**  
Via D. Balestrieri 1, 20154 Milano  
Phone ++39 02 33 61 15 10, Fax ++39 02 33 60 01 11  
info@cmdental.it, www.cmsa.ch